

# FLOW IN® SET DE ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES

Fabricante **KAWA MEDICAL PRODUCTS**  
Código **KACH005 IV20-201 Set de Administración de Soluiones  
Luer lock rotatorio - Con ventilación - Sin filtro  
Conector en forma de Y**

## USO PROPUESTO

El set de administración de soluciones de KAWA MEDICAL es un dispositivo médico clase II destinado a la administración de soluciones vía intravenosa.

## DESCRIPCIÓN

La bajada de suero de KAWA MEDICAL es un set de administración de soluciones de macro gota (20 gotas/mL) que incluye espiga, bureta con toma de aire y filtro HEPA, cámara de goteo de 5.5cm sin filtro de partículas, roller clamp, punto de inyección en Y, tubo infusión flexible en PVC de 1.71 metros de largo y un conector luer-lock rotatorio.

## CARACTERÍSTICAS

- Tubería resistente a la torsión y flexible que evita acodamientos y descalibración de las bombas
- De un solo uso. Desechable
- No tóxico
- No pirogénico
- Libre de látex y DEHP
- Esterilizado con óxido de etileno

## CERTIFICACIONES

Certificación EC bajo directivas 93/42 EEC emitido por TÜV



Uso recomendado:  
Volúmenes  $\geq 75\text{ml/h}$

## COMPONENTES

- Cubierta de la Espiga
- Espiga
- Bureta de 5.5cm ventilada con filtro HEPA
- Tubo de infusión flexible en PVC de 1.71m
- Roller clamp
- Punto de inyección en Y
- Conector luer-lock rotatorio
- Cubierta del conector luer-lock rotatorio

## PRESENTACIÓN

Cartón

Unidad de Venta

500 unidades

Unidad en blíster estéril