

FLOW IN®

SET DE ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES

LUER LOCK ROTATORIO TOMA DE AIRE SIN FILTRO SISTEMA LIBRE DE AGUJA

Fabricante **KAWA MEDICAL PRODUCTS**
Código **KACH013 Bajada de suero con sistema libre de aguja 1.71m**

USO PROPUESTO

El set de administración de soluciones de KAWA MEDICAL es un dispositivo médico destinado a la administración de soluciones vía intravenosa.

DESCRIPCIÓN

La bajada de suero de KAWA MEDICAL es un set de administración de soluciones de macro gota (20 gotas/mL) que incluye espiga, bureta con toma de aire y filtro HEPA, cámara de goteo de 5.5cm sin filtro de partículas, roller clamp, un sistema libre de aguja, tubo de infusión flexible en PVC de 1.71 metros de largo y un conector luer-lock rotatorio.

El conector libre de aguja de KAWA MEDICAL previene pinchazos accidentales en cualquier procedimiento clínico que sea utilizado. Además, reduce la contaminación bacteriana, mejorando el procedimiento y la seguridad del paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Tubería resistente a la torsión y flexible que evita acodamientos y descalibración de las bombas
- De un sólo uso. Desechable
- No tóxico
- No pirogénico
- Libre de látex y DEHP
- Esterilizado con óxido de etileno

Uso recomendado:
Volúmenes $\geq 75\text{ml/h}$

CERTIFICACIONES

EC Certificate emitido por TÜV
CLV emitido por China Food and Drug Administration



COMPONENTES

- Cubierta de la Espiga
- Espiga
- Bureta de 5.5cm ventilada con filtro HEPA
- Tubo de infusión flexible en PVC de 1.71m
- Roller clamp
- Sistema libre de aguja
- Conector luer-lock rotatorio
- Cubierta del conector luer-lock rotatorio

PRESENTACIÓN

Cartón	Unidad de Venta
500 unidades	Unidad en blíster estéril